



E.coli 宿主残留核酸快速测定解决方案

合规、灵敏、精确、快速

GMP


ISO

ICH

- 大肠杆菌E.coli残留核酸是质粒产品中重要的产品杂质
- 法规(FDA, EMA, ChP)要求，控制宿主细胞残留DNA以及RNA含量
- 博瑞策生物E.coli残留核酸检测全面解决方案，符合GMP检测及验证要求

残留DNA定量检测试剂盒

- GMP来源E.coli基因组对照
- 实现fg级检测灵敏度
- 双语操作及验证手册




E.coli 基因组DNA残留检测标准曲线



残留RNA定量检测试剂盒

- GMP来源E.coli基因组对照
- 实现fg级检测灵敏度
- 双语操作及验证手册



E.coli 基因组RNA残留检测标准曲线



产品专属性验证服务(Product Specific Qualification, PSQ)

- 良好生产实践 (GMP)
- 完善质量管理体系
- 全自动检测流程
- 合规化产品专属性验证服务



性能参数及部分验证结果

参数	<i>E.coli</i> DNA残留检测	<i>E.coli</i> RNA残留检测
定量范围	30 fg/μL-300 pg/μL	30 fg/μL-300 pg/μL
定量限	30 fg/μL	30 fg/μL
阳性对照	GMP来源 <i>E.coli</i> 基因组	GMP来源 <i>E.coli</i> 基因组
扩增效率	90%-110%	90%-110%
线性	R ² >0.99	R ² >0.99
重现性CV	<15%	<15%

产品信息

产品	规格	货号
宿主残留DNA快速抽提试剂盒	100 反应	K03001
<i>E.coli</i> 宿主残留DNA定量检测试剂盒	100 反应	K01011
<i>E.coli</i> 宿主残留RNA定量检测试剂盒	100 反应	K01013
残留检测产品专属性验证服务		定制方案

订购信息



博瑞策生物技术（上海）有限公司
BRC BIOTECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

400-178-2022
info@brcgroup.cn

中国 | 上海 | 自由贸易区巴圣路160号自贸壹号3幢



技术支持及订购咨询请致电 400-178-2022，我们为您提供7 X 24小时在线支持

CelerQ 残留核酸快速测定解决方案

合规、灵敏、精确、快速

产品名称	货号/Cat	规格/Spec
CelerQ HEK293/T细胞残留DNA定量检测试剂盒	K01001	100 反应
CelerQ HEK293/T细胞残留DNA片段分布定量检测试剂盒	K01002	300 反应
CelerQ CHO残留DNA定量检测试剂盒	K01003	100 反应
CelerQ CHO残留DNA 片段分析检测试剂盒	K01004	300 反应
CelerQ Vero残留DNA定量检测试剂盒	K01005	100 反应
CelerQ Vero残留DNA片段分析检测试剂盒	K01006	300 反应
CelerQ NS0残留DNA定量检测试剂盒	K01007	100 反应
CelerQ MDCK残留DNA定量检测试剂盒	K01008	100 反应
CelerQ SF9/ACNPV残留DNA定量检测试剂盒	K01009	100 反应
CelerQ Hi5/AcNPV残留DNA定量检测试剂盒	K01010	100 反应
CelerQ E.coli残留DNA定量检测试剂盒	K01011	100 反应
CelerQ E.coli残留DNA片段分析检测试剂盒	K01012	300 反应
CelerQ E.coli残留RNA检测试剂盒	K01013	100 反应
CelerQ Pichia残留DNA定量检测试剂盒	K01014	100 反应
CelerQ Hansenula残留DNA定量检测试剂盒	K01015	100 反应
CelerQ E1A 残留DNA定量检测试剂盒	K01016	100 反应
CelerQ E1A 残留DNA片段分析检测试剂盒	K01017	300 反应
CelerQ E1B 残留DNA定量检测试剂盒	K01018	100 反应
CelerQ SV40LTA/E1A残留DNA定量检测试剂盒	K01019	100 反应
CelerQ 质粒残留DNA定量检测试剂盒	K01020	100 反应
CelerQ 猪源性残留DNA定量检测试剂盒	K01021	100 反应
CelerQ CAR/TCR 拷贝数检测试剂盒（多重荧光探针法）	K01022	200 反应
CelerQ RCL 检测试剂盒（多重荧光探针法）	K01023	200 反应
CelerQ 宿主残留DNA样本前处理试剂盒	K03001	100 反应
CelerQ DNA Cleaner Kit	K03002	100 反应

订购信息



400-178-2022

info@brcgroup.cn

中国 | 上海 | 自由贸易区巴圣路160号自贸壹号3幢



技术支持及订购咨询请致电 400-178-2022，我们为您提供7 X 24小时在线支持